


Cage Transforaminal Cilíndrico

Espaçador Intervertebral Lombar Shadowteck

Registro ANVISA Nº 80371250007



Tamanhos:

Diâmetro: 12 mm

Alturas: 7 mm , 8 mm, 9 mm , 10 mm , 11 mm e 12 mm.

**Visível em exames de imagem por possuir
Sulfato de Bário em sua composição;**

- > Bioinerte
- > Densidade similar à do osso;
- > Alta resistência mecânica e química;
- > Não interfere em exames de imagem;
- > Possibilita visualizar a ósteointegração;
- > Dispensa o uso de marcadores de metal;

+55 51 3272 2000



Rua Doutora Maria Augusta Generoso Estrela, 1060
ZIP CODE 91180-200 - Porto Alegre - RS - Brazil.

www.bioteckimplants.com

Kit Instrumental Espaçador Lombbar

PLOMIN036 - Distrator Intersomático 7 mm
PLOMIN037 - Distrator Intersomático 8 mm
PLOMIN038 - Distrator Intersomático 9 mm
PLOMIN039 - Distrator Intersomático 10 mm
PLOMIN040 - Distrator Intersomático 11 mm
PLOMIN041 - Distrator Intersomático 12 mm
PLOMIN042 - Cureta Reta
PLOMIN043 - Cureta Esquerda
PLOMIN044 - Cureta Direita
PLOMIN056 - Impactador
PLOMIN057 - Chave de Inserção

PLOMIN058 - Posicionador
PLOMIN070 - Preparador de Espaço 7 mm
PLOMIN071 - Preparador de Espaço 8 mm
PLOMIN072 - Preparador de Espaço 9 mm
PLOMIN073 - Preparador de Espaço 10 mm
PLOMIN074 - Preparador de Espaço 11 mm
PLOMIN075 - Preparador de Espaço 12 mm
PLOMIN082 - Base para compactador de Enxerto
PLOMIN083 - Compactador de Enxerto Fusionteck
PLOMIN084 - Chave de colocação Fusionteck reta



Caixa Biobox Plus - Registro ANVISA Nº 80371250010

PBOXCR001 - Caixa PBOXBR001 - Bandeja PBOXTR001 - Tampa

Contatos

Bioteck
Orthopedic Implants

www.bioteckimplants.com

Distribuidor

