


Agulha de Sutura

Registro ANVISA Nº 80371250034



A Agulha de Sutura Bioteck têm como finalidade permitir suturar através dos tecidos moles nos procedimentos cirúrgicos artroscópicos.

Indicações de Uso:

As Agulha de Sutura Bioteck, montadas nas Pinças Elite Pass e Expressw I, Scorpion I e Scorpion II, oferecem aos cirurgiões de ombro, um método flexível, que utiliza apenas uma das mãos para passar a sutura através do tecido, sem a necessidade de instrumentos adicionais, durante cirurgias de reparo do manguito rotador. Devido à capacidade de manobrar a sutura, sem a necessidade de outros instrumentos, a agulha montada na pinça reduz o nível de trauma do paciente durante processo cirúrgico de reparação do manguito rotador.

Modelos:

Formas de Apresentação			
Código (REF)	Modelo	Tamanho	Quantidade
PAGSDE001	Agulha Passador de Sutura EP/ES I	1,5 x 238 mm	01
PAGSDE002	Agulha Passador de Sutura SC I	1,5 x 238 mm	01
PAGSDE003	Agulha Passador de Sutura SC II	1,5 x 238 mm	01

Cada modelo contém uma (1) Agulha para Sutura. Acondicionada em embalagem primária, composta de Blister e Tyvek®, rotulada, e em seguida acondicionada em uma embalagem secundária composta de caixa acartonada, rotulada e lacrada.

O produto é fornecido estéril.

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

Contatos


www.bioteckimplants.com

Distribuidor