

# Bioblock

Cânula de bloqueio

Registro ANVISA N° 80371250035



- ⇒ Radiopaca;
- ⇒ Ecogênica (Sonovisível);
- ⇒ Produto descartável (Uso único);
- ⇒ Compatível com estimuladores portáteis;

(21G x 70mm), (21G x 90mm), (21G x 140mm), (22G x 70mm) e (22G x 90mm);

**Agulha usada para técnicas de bloqueio do nervo em procedimentos de dor crônica e aguda.**

## Indicações de Uso:

A Cãnula de Bloqueio Bioblock foi desenvolvida para bloqueio de nervos periféricos e do plexo, em procedimentos de dor crônica e aguda, usando estimulação elétrica do nervo e/ou por ultrassom. A Cãnula de Bloqueio Bioblock é utilizado para aplicação de anestésicos, proporcionando anestesia e analgesia em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, peito e abdômen. O mecanismo de ação é anestesiar o nervo, com objetivo de redução ou eliminação de dor.

Modelos:

Formas de Apresentação			
Código (REF)	Modelo	Tamanho	Quantidade
PCABDE001	CÂNULA DE BLOQUEIO	21G x 70 mm	01
PCABDE002	CÂNULA DE BLOQUEIO	21G x 90 mm	01
PCABDE003	CÂNULA DE BLOQUEIO	21G x 140 mm	01
PCABDE004	CÂNULA DE BLOQUEIO	22G x 70 mm	01
PCABDE005	CÂNULA DE BLOQUEIO	22G x 90 mm	01

Cada modelo contém uma (1) Cãnula de bloqueio. Fornecida estéril por Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primária do tipo PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME POLIÉSTER E POLIPROPILENO; reembalada em embalagem secundária do tipo caixa acartonada.

### **O produto é fornecido estéril.**

O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

---

## Contatos

---

  
**Bioteck**  
Orthopedic Implants  
[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor