


# Cage Transforaminal em PEEK

Espaçador Intervertebral Lombar Shadowteck  
Registro ANVISA Nº 80371250007



## Tamanhos:

7 mm x 26 mm	7 mm x 28 mm
8 mm x 26 mm	8 mm x 28 mm
9 mm x 26 mm	9 mm x 28 mm
10 mm x 26 mm	10 mm x 28 mm
11 mm x 26 mm	11 mm x 28 mm
12 mm x 26 mm	12 mm x 28 mm

**Visível em exames de imagem por possuir Sulfato de Bário em sua composição;**

- > Bioinerte
- > Densidade similar à do osso;
- > Alta resistência mecânica e química;
- > Não interfere em exames de imagem;
- > Possibilita visualizar a ósteointegração;
- > Dispensa o uso de marcadores de metal;



+55 51 3272 2000


Rua Doutora Maria Augusta Generoso Estrela, 1060  
ZIP CODE 91180-200 - Porto Alegre - RS - Brazil.

[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

# Kit Instrumental Espaçador Lombar

PLOMIN030 - Preparador de Espaço 7 mm  
PLOMIN031 - Preparador de Espaço 8 mm  
PLOMIN032 - Preparador de Espaço 9 mm  
PLOMIN033 - Preparador de Espaço 10 mm  
PLOMIN034 - Preparador de Espaço 11 mm  
PLOMIN035 - Preparador de Espaço 12 mm  
PLOMIN036 - Distrator Intersomático 7 mm  
PLOMIN037 - Distrator Intersomático 8 mm  
PLOMIN038 - Distrator Intersomático 9 mm  
PLOMIN039 - Distrator Intersomático 10 mm

PLOMIN040 - Distrator Intersomático 11 mm  
PLOMIN041 - Distrator Intersomático 12 mm  
PLOMIN042 - Cureta Reta  
PLOMIN043 - Cureta Esquerda  
PLOMIN044 - Cureta Direita  
PLOMIN045 - Descolador de Disco  
PLOMIN047 - Posicionador de Implante  
PLOMIN048 - Compactador de Enxerto  
PLOMIN069 - Chave de Colocação Transforaminal



Caixa Biobox Plus - Registro ANVISA Nº 80371250010

PBOXCR001 - Caixa PBOXBR001 - Bandeja PBOXTR001 - Tampa

## Contatos

  
**Bioteck**  
Orthopedic Implants

[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor

Empresa Certificada com BPF - Boas Práticas de Fabricação