


# Âncora Impacteck em PEEK

Registro ANVISA Nº 80371250009



## Impactecks Não Agulhadas

Código (REF)	Diâmetro	Comprimento	Comprimento da Chave	Fio(s) de Sutura
PIMPPK003	1,5 mm	5 mm	160 mm	01 USP Nº 2-0
PIMPPK004	2,0 mm	7 mm	160 mm	01 USP Nº 0
PIMPPK005	2,5 mm	9 mm	160 mm	02 USP Nº 0
PIMPPK016	2,5 mm	9 mm	334 mm	02 USP Nº 0
PIMPPK001	3,2 mm	13 mm	334 mm	01 USP Nº 2
PIMPPK006	3,5 mm	14 mm	334 mm	02 USP Nº 2

## Impactecks Agulhadas

Código (REF)	Diâmetro	Comprimento da Chave	Fio(s) de Sutura	Agulha
PIMPPK008	1,5 mm	170 mm	01 USP Nº 2-0	Ø½ círculo 16 mm
PIMPPK009	2,0 mm	170 mm	01 USP Nº 0	Ø½ círculo 17 mm
PIMPPK011	2,5 mm	170 mm	02 USP Nº 0	Ø½ círculo 22 mm
PIMPPK010	2,5 mm	325 mm	02 USP Nº 0	Ø½ círculo 22 mm
PIMPPK012	3,2 mm	325 mm	01 USP Nº 2	Ø½ círculo 24 mm
PIMPPK014	3,5 mm	325 mm	02 USP Nº 2	Ø½ círculo 24 mm

Os fios de sutura das âncoras Impacteck são fabricados em polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE.

+55 51 3272 2000

Rua Doutora Maria Augusta Generoso Estrela, 1060  
ZIP CODE 91180-200 - Porto Alegre - RS - Brazil.

[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

# Indicações e Finalidades:

## Ombro

(PIMPPK001, PIMPPK006, PIMPPK012 e PIMPPK014)

- Reparação da lesão de Bankart recidivada;
- Reparação da lesão "SLAP" recidivada;
- Auxiliar no reparo da lesão do manguito rotador recidivada;
- Auxiliar na tenodese do cabo longo do bíceps recidivada;

## Cotovelo

(PIMPPK001, PIMPPK005, PIMPPK006, PIMPPK010, PIMPPK011, PIMPPK012, PIMPPK014 e PIMPPK016)

- Sutura do tendão do bíceps;
- Reparação da epicondilite ("cotovelo de tenista");
- Reparação das lesões crônicas dos ligamentos colaterais recidivas;
- Auxiliar na reconstrução dos ligamentos colaterais;

## Pé e Tornozelo

(PIMPPK001, PIMPPK003, PIMPPK004, PIMPPK005 e PIMPPK006)

- Auxiliar na reparação/reconstrução do tendão de Aquiles;
- Estabilização das lesões dos ligamentos laterais;
- Estabilização das lesões do ligamento medial (DELTÓIDE);
- Auxiliar na reconstrução do hallux valgus;
- Reconstrução das articulações metatarso-falangeanas;
- Reconstrução ligamentar nas luxações dos ossos do tarso;
- Auxiliar na reparação/reconstrução dos tendões fibulares e tibiais;

## Joelho:

(PIMPPK001, PIMPPK006, PIMPPK012 e PIMPPK014)

- Auxiliar na reparação do ligamento colateral interno;
- Auxiliar na reparação do ligamento colateral externo;
- Auxiliar na sutura da cápsula articular da tíbia proximal anterior;
- Auxiliar na reparação do ligamento oblíquo posterior ou da cápsula articular da tíbia;
- Auxiliar na reconstrução extra-capsular/tenodese da banda iliotibial;
- Auxiliar na reparação de avulsões do ligamento e tendão rotulianos.

## Punho e mão:

(PIMPPK001, PIMPPK003, PIMPPK004, PIMPPK005, PIMPPK006, PIMPPK008, PIMPPK009, PIMPPK010, PIMPPK011, PIMPPK012, PIMPPK014 e PIMPPK016)

- Reparo/Reconstrução dos ligamentos colaterais do punho;
- Reparo do ligamento triangular do carpo;
- Reparo/Reconstrução do ligamento metacarpo-falangeano do polegar;
- Estabilização dos ligamentos metacarpo-falangeanos e interfalangeanos;
- Reparo das lesões dos tendões flexores e extensores ao nível do punho e mão;

---

## Contatos

---



[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor