


# Kit cirúrgico para Vertebroplastia

Registro ANVISA Nº 80371250031



O Kit Cirúrgico para Vertebroplastia foi concebido para o tratamento de dores irradiadas da coluna, causadas por uma fratura de compressão vertebral.

Modelos:

Formas de Apresentação			
Código KIT	Código Componente	Nome Componente	Quantidade
KDVE002	PDVEIN007	Cânula para Vertebroplastia	01
	PDVEIN008	Extrator para Vertebroplastia	01
	PDVEIN009	Broca para Vertebroplastia	01
KDVE003	PDVEIN007	Cânula para Vertebroplastia	02
	PDVEIN008	Extrator para Vertebroplastia	01
	PDVEIN009	Broca para Vertebroplastia	01
KDVE004	PDVEIN007	Cânula para Vertebroplastia	04
	PDVEIN008	Extrator para Vertebroplastia	02
	PDVEIN009	Broca para Vertebroplastia	01
KDVE005	PDVEIN007	Cânula para Vertebroplastia	06
	PDVEIN008	Extrator para Vertebroplastia	03
	PDVEIN009	Broca para Vertebroplastia	02

O Kit do produto contém cânula, extrator e broca. Acondicionados em embalagens primárias e secundárias, composta de embalagem tubular para esterilização, devidamente rotulados e com instruções de uso; Em seguida acondicionado em uma embalagem terciária composta de caixa acartonada, rotulado e lacrada.

**O Kit é fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno (ETO);**

---

## Contatos

---



[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor