


Nucleotek

Discectomia Percutânea de disco

Registro ANVISA Nº 80371250033



O kit Nucleotek visa fornecer instrumentais para descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor, através de método minimamente invasivo, possibilitando efetuar a discectomia do disco.

Indicações de Uso:

O Kit Nucleotek da Bioteck foi concebido para o tratamento de dores irradiadas da coluna, causadas por doenças degenerativas de disco ou hérnia de disco.

Modelos:

Formas de Apresentação			
Código KIT	Código Componente	Nome Componente	Quantidade
KDISPE001	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE006	Cânula de Corte LTK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01
KDISPE002	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE007	Cânula de Corte RZK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01
KDDISPE003	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE008	Cânula de Corte STK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01

Cada Kit do produto é composto por Fio guia, Cânula, Dilatador, Trefina, Tubo, Cânula de Corte e Tubo Coletor. Acondicionados em embalagem primária, composta de Blister e Tyvek, rotulado, e em seguida acondicionado em uma embalagem secundária, composta de caixa acartonada, rotulado e lacrada.

O Kit é fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno (ETO);

Contatos



www.bioteckimplants.com

Distribuidor