

Biomask

Máscara cirúrgica tripla

Registro ANVISA N° 80371250040



Máscara cirúrgica descartável de tripla camada, com clipe nasal e alças, fabricada em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond);

BFE \geq 95% (Eficiência de filtragem bacteriana);

Embalagem com 50 unidades;

Indicações e Finalidades:

A Máscara Cirúrgica Tripla Biomask é indicada para a proteção do usuário durante procedimentos onde possa haver contaminação por fluídos corpóreos. O uso da máscara proporciona mais higiene, evitando a contaminação por secreções respiratórias do usuário. É uma opção para ajudar a evitar a expiração de contaminação predominante aérea, e evitar a transmissão de microrganismos pelo usuário para outras pessoas no mesmo ambiente. O produto foi desenvolvido para proteger as vias respiratórias, ou seja, a boca e o nariz do usuário.

Forma de Apresentação:

Código (REF)	Modelo	Tamanho	Quantidade
PMACDE003	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA	180 x 150 mm	50

O produto é fornecido não estéril.

Contatos



www.bioteckimplants.com

Distribuidor

