


# Pino de Fixação Transversal Shadowteck

Registro ANVISA Nº 80371250023



- ✓ Bioinerte;
- ✓ Módulo elástico similar ao do osso;
- ✓ Alta resistência mecânica e química;
- ✓ Não interfere em exames de imagem;
- ✓ Manutenção de suas propriedades em altas temperaturas;

**Visível em exames de imagem por possuir Sulfato de Bário em sua composição;**

+55 51 3272 2000

Rua Doutora Maria Augusta Generoso Estrela, 1060  
ZIP CODE 91180-200 - Porto Alegre - RS - Brazil.

[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

# Descrição

O Pino de Fixação Transversal Shadowteck da Bioteck, tem como principal função, fixar, mecanicamente, no túnel ósseo femoral, o enxerto de tendões flexores, utilizado na reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho, que quando lesado, leva a um quadro clínico de instabilidade articular. Quando o Pino de Fixação Transversal Shadowteck é implantado, promove uma estabilização do neoligamento para o LCA, formando uma sustentação na interface túnel ósseo com o enxerto de tendão, permitindo assim, sua cicatrização e integração. Foi projetado para impedir o deslocamento ou o pull-out do enxerto de tendão que forma o neoligamento LCA.

# Indicações e Finalidades

As patologias comumente indicadas para a utilização deste tipo de implante são: Lesão do Ligamento Cruzado Anterior do joelho, por trauma agudo; E a Instabilidade ligamentar crônica do joelho, associada à lesão do Ligamento Cruzado Anterior.

# Códigos e Tamanhos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PPINPB001	Pino de Fixação Transversal Shadowteck 40 mm
PPINPB002	Pino de Fixação Transversal Shadowteck 50 mm

---

## Contatos

---



[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor

